Отчет о выполнении лабораторной работы 2.2.1 "Исследование взаимной диффузии газов"

Алпатова Александра

Цель работы:

- регистрация зависимости концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при разных начальных давлениях смеси газов;
- 2) определение коэффициента диффузии по результатам измерений.

В работе используются:

- стеклянные сосуды $(V_1 = V_2 = 800 \pm 5 \text{ см}^3, \ L/S = 15, 0 \pm 0, 1 \frac{1}{\text{см}})$:
- форвакуумный насос;
- баллон с газом (гелий);
- манометр ($\sigma_P = 0.005 \cdot 760 \text{ торр} = 3.8 \text{ торр}$);
- источник питания;
- магазин сопротивлений;
- гальванометр;
- секундомер.

Теоретическое введение

Рассмотрим процесс выравнивания концентрации. Пусть концентрации одного из компонентов смеси в сосудах V_1 и V_2 равны n_1 и n_2 . Плотность диффузионного потока любого компонента (т. е. количество вещества, проходящее в единицу времени через единичную поверхность) определяется законом Фика:

$$j = -D\frac{\partial n}{\partial x},$$

где D — коэффициент взаимной диффузии газов, а j - плотность потока частиц.

В нашем случае ввиду того что, а) объем соединительной трубки мал по сравнению с объемами сосудов, б) концентрацию газов внутри каждого сосуда можно считать постоянной по всему объему. Диффузионный поток в любом сечении трубки одинаков. Поэтому,

$$J = -DS \frac{n_1 - n_2}{l}.$$

Обозначим через Δn_1 и Δn_2 изменения концентрации в объемах V_1 и V_2 за время Δt . Тогда $V_1\Delta n_1$ равно изменению количества компонента в объеме V_1 , а $V_2\Delta n_2$ — изменению количества этого компонента в V_2 . Из закона сохранения вещества следует, что $V_1n_1+V_2n_2=const$, откуда $V_1\Delta n_1=-V_2\Delta n_2$. Эти изменения происходят вследствие диффузии, поэтому:

$$V_1 \Delta n_1 = -V_2 \Delta n_2$$
.

C другой стороны $V_1\Delta n_1=J\Delta t$ и $V_1\frac{dn_1}{dt}=-DS\frac{n_1-n_2}{l}$. Аналогично $V_2\frac{dn_2}{dt}=DS\frac{n_1-n_2}{l}$

$$\frac{d(n_1 - n_2)}{dt} = -\frac{n_1 - n_2}{l} \frac{V_1 + V_2}{V_1 V_2} \tag{1}$$

Проинтегрируем и получим, что

$$n_1 - n_2 = (n_1 - n_2)_0 e^{-t/\tau},$$

где $(n_1 - n_2)_0$ — разность концентраций в начальный момент времени,

$$\tau = \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{SD}.$$

$$\Delta n = \Delta n_0 e^{-t/\tau} \tag{2}$$

Для измерения концентраций в данной установке применяются датчики теплопроводности \mathcal{L}_1 , \mathcal{L}_2 (см. рис. 1) используется зависимость теплопроводности газовой смеси от ее состава. Для измерения разности концентраций газов используется мостовая схема (рис. 1). Здесь \mathcal{L}_1 и \mathcal{L}_2 — датчики теплопроводности, расположенные в сосудах V_1 и V_2 . Сопротивления R_1, R_2 и R служат для установки прибора на нуль (балансировка моста). В одну из диагоналей моста включен гальванометр, к другой подключается небольшое постоянное напряжение. Мост балансируется при заполнении сосудов (и датчиков) одной и той же смесью.

При заполнении сосудов смесями различного состава возникает «разбаланс» моста. При незначительном различии в составах смесей показания гальванометра, подсоединённого к диагонали моста, будут пропорциональны разности концентраций примеси. В процессе диффузии разность концентраций убывает по экспоненте, и значит по тому же закону изменяются во времени показания гальванометра

$$U = U_0 \exp(-t/\tau)$$
.

Эксперементальная установка

Схема установки изображена на рис. 1. Там же показана схема электрических соединений и конструкция многоходового крана K_6

Установка состоит из двух сосудов V_1 и V_2 соединенных краном K_3 , форвакуумного насоса Φ .Н. с выключателем T, манометра M и системы напуска гелия, включающей в себя краны K_6 и K_7 . Кран K_5 позволяет соединять форвакуумный насос либо с установкой, либо с атмосферой. Между форвакуумным насосом и краном K_5 вставлен предохранительный баллон Π .Б., защищающий кран K_5 и установку при неправильной эксплуатации ее от попадания форвакуумного масла из насоса Φ .Н. Сосуды V_1 и V_2 и порознь и вместе можно соединять как с системой напуска гелия, так и с форвакуумным насосом. Для этого служат краны K_1 , K_2 , K_4 и K_5 . Манометр M регистрирует давление газа, до которого заполняют тот или другой сосуды.

Для сохранения гелия, а также для уменьшения неконтролированного попадания гелия в установку (по протечкам в кране K_6) между трубопроводом подачи гелия и краном K_6 поставлен металлический кран K_7 . Его




Рис. 1: схема установки

открывают только на время непосредственного заполнения установки гелием. Все остальное время он закрыт.

В силу того, что в сосуд требуется подавать малое давление гелия, между кранами K_7 и K_4 стоит кран K_6 , снабженный дозатором. Дозатор - это маленький объем, который заполняют до давления гелия в трубопроводе, а затем уже эту порцию гелия с помощью крана K_6 впускают в установку.

Описание схемы электрического соединения. \mathcal{A}_1 и \mathcal{A}_2 — сопротивления проволок датчиков парциального давления, которые составляют одно плечо моста. Второе плечо моста составляют сопротивления r_1 , R_1 и r_2 , R_2 . $r_1 \ll R_1$, $r_2 \ll R_2$, R_1 и R_2 спаренные, их подвижные контакты находятся на общей оси. Оба они используются для грубой регулировки моста. Точная балансировка моста выполняется потенциометром R. Последовательно с гальванометром Γ , стоящим в диагонали моста, поставлен магазин сопротивлений MR. Когда мост балансируют, магазин сопротивлений выводят на ноль. В процессе же составления рабочей смеси в сосудах V_1 и V_2 мост разбалансирован. Чтобы не сжечь при этом гальванометр, магазин MR ставят на максимальное сопротивление.

1 Ход работы

1. Включим питание электрической схемы установки рубильником B. Откроем краны $K_1,\,K_2,\,K_3$. Перепишем параметры установки:

$$V_1 = V_2 = V = 800 \pm 5 \text{ cm}^3, \ \frac{L}{S} = 15.0 \pm 0.1 \text{ cm}^{-1}$$

Поскольку манометр измеряет разность давления внутри резервуаров с атмосферным в $\frac{\mathrm{Krc}}{\mathrm{cm}^2}$ необходимо записать показание манометра при полностью откачанном сосуде $P_0 = 98.0 \, \frac{\mathrm{Krc}}{\mathrm{cm}^2}$ (оно равно атмосферному) и в дальнейшем постоянно вычитать из него показания прибора, тем самым будет найдено давление внутри установки.

- 2. Очистим установку от всех газов, которые в ней есть. Для этого откроем кран K_4 . Включим форвакуумный насос (Ф.Н.) выключателем T, находящемся на насосе, и соединим насос с установкой, повернув ручку крана K_5 длинным концом рукоятки влево (на установку). Откачаем установку до давления ≈ 0.1 торр, что достигается непрерывной работой насоса в течение 3–5 минут. Для прекращения откачки ручку крана K_5 поставим длинным концом вверх.
- 3. Напустим в установку воздух до рабочего давления (вначале $P \approx 40$ торр), чтобы сбалансировать мост на рабочем давлении. Для этого рукоятку крана K_5 повернём из положения вправо (воздух поступает в насос) в положение влево (воздух из насоса поступает в установку). Эту операцию повторим несколько раз, пока не будет достигнуто нужное давление. Сбалансируем мост.
- 4. Заполним установку рабочей смесью согласно порядку предложенному в указании к работе: в сосуде V_2 должен быть воздух, а в сосуде V_1 смесь воздуха, с гелием.
- 5. Проведём измерения. Для этого откроем кран K₃, включим компьютер и затем скачаем из него данные показаний гальванометра с течением времени. Процесс измерений продолжим до тех пор, пока разность концентраций (показания гальванометра) не упадет на 30–50%.

Обработка результатов

7. Убедимся, что процесс диффузии подчиняется закону (2). С этой целью для каждого из рабочих давлений построим графики зависимости U(t) в логарифмическом масштабе по оси ординат. При логарифмировании уравнение примет вид:

$$\ln U = -\ln U_0 \cdot \frac{t}{\tau}$$

По угловым коэффициентам и известным геометрическим параметрам установки рассчитаем коэффициенты взаимной диффузии при выбранных рабочих давлениях (см. формулу (1)).

В общем случае формула для коэффициента диффузии:

$$D = \frac{1}{\tau} \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{S} = -k \frac{V_1 V_2}{V_1 + V_2} \frac{l}{S}$$

Так как $V_1 = V_2$, формула преобразуется в:

$$\tau = \frac{1}{D} \frac{VL}{2S} \Rightarrow$$




Рис. 2: Зависимость расхода от перепада давления $Q(\Delta P)$

	P, Topp	40	80	120	160	200	240
ĺ	$k, 10^{-3}/c$	-2,136	-1,005	-0,747	-0,553	-0,446	-0,386
ĺ	$D, cm^2/c$	12,82	6,03	4,48	3,32	2,68	2,32

Таблица 1: Вычисления коэффициента взаимной диффузии при различных давлениях

$$\Rightarrow D = -k\frac{V}{2}\frac{L}{S}$$

Оценим погрешности результатов. У коэффициента наклона нет приборной погрешности, поэтому погрешность коэффициента наклона состоит только из случайной составляющей. Все погрешности будут усреднены, поэтому подойдут ко всем измеренным давлениям:

$$\begin{split} \varepsilon_k &= \overline{\varepsilon_k} = 0, 1\% \\ \varepsilon_{\text{при6}} &= \sqrt{\varepsilon_V^2 + \varepsilon_{L/S}^2} = 0, 9\% \\ \varepsilon_D &= \sqrt{\varepsilon_{\text{случ}}^2 + \varepsilon_{\text{при6}}^2} = 0, 9\% \end{split}$$

8. Построим график зависимости коэффициента диффузии от обратного давления в координатах D(1/p).

Экстраполируя график к атмосферному давлению, оценим соответствующий коэффициент диффузии. Сравним результат с табличным ($D_{\rm табл}=$




Рис. 3: Зависимость расхода от перепада давления $Q(\Delta P)$

 $0,62 \, \frac{\text{см}^2}{\text{c}})$. Видно, что зависимость с хорошей точностью можно назвать линейной:

$$D \approx D_0 \cdot \frac{P}{P_0},$$

Откуда

$$\varepsilon_{D_0} = \sqrt{\varepsilon_D^2 + \varepsilon_P^2} = 4,0\%$$

В итоге получаем:

$$D_0 = 0.81 \pm 0.03 \ \frac{\text{cm}^2}{\text{c}}$$

Этот результат совпадает с табличным по порядку и близок по значению, отличаясь от него на 23 процента.

9. По полученным результатам оценим длину свободного пробега атомов гелия в воздухе в условиях эксперимента, а также эффективное сечение столкновений атомов гелия с молекулами воздуха. Для этого воспользуемся формулами:

$$D = \frac{1}{3}\lambda \langle v \rangle$$
, где $\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} \Rightarrow \lambda = 3D\sqrt{\frac{\pi \mu}{8RT}} \approx 195$ нм (3)

Эффективное сечение σ_0 найдём по формулам:

$$\lambda = \frac{1}{n_0 \sigma}$$
, где $n_0 = \frac{P_0}{kT_0} \Rightarrow \sigma_0 = \frac{kT_0}{P_0 \lambda} \approx 2,07 \cdot 10^{-19} \text{м}^2$ (4)

Величины совпали по порядку с их табличными значениями:

$$\lambda_{\text{табл}} = 175$$
нм

Вычислим погрешности:

$$\varepsilon_{\lambda} = \sqrt{\varepsilon_{D_0}^2 + \frac{1}{4}\varepsilon_T^2} = 4,0\%$$

$$\varepsilon_{\sigma} = \sqrt{\varepsilon_{\lambda}^2 + \varepsilon_T^2} = 4,0\%$$

2 Вывод

В ходе работы:

- Была зарегистрирована зависимость концентрации гелия в воздухе от времени с помощью датчиков теплопроводности при различных начальных давлениях смеси газов.
- По результатам измерений был определен коэффицент взаимной диффузии для смеси гелий-воздух: $D_{\text{атм}}=(0,516\pm0,03)\,\frac{\text{см}^2}{\text{c}},\,$ что совпадает по порядку величины с табличными данными: $D_{\text{табл}}=0,62\,\frac{\text{см}^2}{\text{c}}.$
- Была оценена длина свободного пробега гелия в воздухе: $\lambda=(131,4\pm7,6)$ нм, что опять-таки сходится с табличными данными по порядку величины: $\lambda_{\rm табл}=175$ нм.

Основная доля ошибок приходится на барометр, и тот факт, что мы не можем полностью точно сбалансировать мост (он очень легко расстраивается).